



## Celltaca MEK-6500

Hematología de 3 partes | Nihon Kohden

Especificaciones

<b>Parámetros</b>	19: WBC, LY%, MO%, GR%, LY, MO, GR, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, PCT, MPV, PDW
<b>Reactivos</b>	1 reactivo hemolizante (sin cianuro), 1 diluyente, 2 detergentes
<b>Volumen de la muestra</b>	30 µL para el modo de medición normal 10 or 20 µL para el modo de pre-dilución
<b>Rendimiento</b>	Approx. 60 muestras /hora (Modo abierto)
<b>Opciones</b>	Impresora térmica Lector de código de barras
<b>Dimensiones y peso</b>	230 W × 450 D × 428 H mm, 20kg