

## Duodenoscopio Serie 530

Endoscopios | Fujifilm

	Videoduodenoscopio
	ED-530XT / XT8 Tratamiento Terapéutico
Dirección de visualización	98° (8° Posterior)
Campo de visión	100°
Rango de observación	4-60 mm
Capacidad de flexión	Arriba 130° Abajo 90° Derecha 110° Izquierda 90°
Diámetro de punta distal	13,1 mm
Diámetro de la sección flexible	11,5 mm
Diámetro del canal de trabajo	4,2 mm
Longitud de trabajo	1.250 mm
Longitud total	1.550 mm
Water jet	No