

## Colonoscopios

Endoscopios | Fujifilm

Estandar-Multi Zoom-Terapéutico

	Estandar				
	EC - 760R - VM / VIVL   Eluxeo	EC - 600W - M / W - I / W - L	EC - 590WM4 / W4 / WL4	EC - 530FI / FL	EC-530WM3 / W3 / WL3
Dirección visual	NA	NA	0° Frontal	0° Frontal	0° Frontal
Campo de visión	170°	140°	140°	140°	140°
Rango de observación	2-100 mm	2-100 mm	3-100 mm	3-100 mm	3-100 mm
Capacidad de flexión	Arriba 180° Abajo 180° Derecha 160° Izquierda 160°	Arriba 180° Abajo 180° Derecha 160° Izquierda 160°	Arriba 180° Abajo 180° Derecha 160° Izquierda 160°	Arriba 180° Abajo 180° Derecha 160° Izquierda 160°	Arriba 180° Abajo 180° Derecha 160° Izquierda 160°
Diámetro de punta distal	12,00 mm	12,00 mm	12,8 mm	12,8 mm	12,8 mm
Diámetro de la sección flexible	12,00 mm	12,00 mm	12,8 mm	12,8 mm	12,8 mm
Diámetro del canal de trabajo	3,8 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,8 mm
Longitud de trabajo	1.330 mm (M) 1.520 mm (I) 1.690 mm (L)	1.300 / 1.520 / 1.690 mm	1.300 / 1.520 / 1.690 mm	1.520 mm(FI) 1.690 mm(FL)	1.330 mm (WM3) 1.520 mm (W3) 1.690 mm (WL3)
Longitud total	1.650 mm (M) 1.840 (I) 2.010 mm (L)	1.630 / 1.820 / 1.990 mm	1.630 / 1.820 / 1.990 mm	1.820 mm(FI) 1.990 mm(FL)	1.630 mm (WM3) 1.820 mm (W3) 1.990 mm (WL3)
Waterjet	Si	Si	Si	Si	Si

	Multi Zoom			Terapéutico		
	EC - 760ZP - VM / VL   Eluxeo	EC - 600ZW - M / ZW - L	EC - 590ZW3 - M / ZW3 - L	EC - 580RD - M / RD - L Smart Bend	EC-530MP / LP	EC - 530DM / DL
Dirección visual	NA	NA	0° Frontal	0° Frontal	0° Frontal	0° Frontal
Campo de visión	Normal 140° / Cercano 56°	Normal 140° / Cercano 56°	WD 140° / TL 55°	140°	140°	140°
Rango de observación	1,5-100 mm / Normal 3-100 mm / Cercano 1,5 - 2,5 mm	1,5-100 mm / Normal 3-100 mm / Cercano 1,5 - 2,5 mm	WD 6 - 100 mm / TD 2 - 3 mm	3-100 mm	3-100 mm	3-100 mm
Capacidad de flexión	Arriba 180° Abajo 180° Derecha 160° Izquierda 160°	Arriba 180° Abajo 180° Derecha 160° Izquierda 160°	Arriba 180° Abajo 180° Derecha 160° Izquierda 160°	Arriba 210° Abajo 120° Derecha 160° Izquierda 160°	Arriba 180° Abajo 180° Derecha 160° Izquierda 160°	Arriba 180° Abajo 180° Derecha 160° Izquierda 160°
Magnificación total	135* veces	135* veces	Si	No	No	No
Diámetro de punta distal	11,7 mm	12,8 mm	12,8 mm	9,8 mm	11,0 mm	12,8 mm
Diámetro de la sección flexible	11,8 mm	12,8 mm	12,8 mm	10,5 mm	11,1 mm	12,8 mm
Diámetro del canal de trabajo	3,2 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,8 mm / 2,8 mm
Longitud de trabajo	1.330 mm (M) 1.690 mm (L)	1.330 / 1.690 mm	1.330 / 1.690 mm	1.330 / 1.690 mm	1.330 mm(MP) 1.690 mm(LP)	1.330 mm(DM) 1.690 mm(DL)
Longitud total	1.650 mm (M) 2.010 mm (L)	1.630 / 1.990 mm	1.630 / 1.990 mm	1.630 / 1.990 mm	1.630 mm(MP) 1.990 mm(LP)	1.645 mm(DM) 2.005 mm(DL)
Waterjet	Si	Si	Si	Si	No	Si

\*Al utilizar un monitor de 19 pulgadas.