

Endoscopios Serie 580 doble balón

Endoscopios | Fujifilm

Especificaciones para endoscopios doble balón Serie 580

	Enteroscopios		Endoscopio
	EN - 580T Tipo terapéutico	EN - 580XP Tipo delgado	EI - 580BT Corto de doble balón
Dirección visual	0° Frontal	0° Frontal	0° Frontal
Campo de visión	140°	140°	140°
Rango de observación	2-100 mm	2-100 mm	2-100 mm
Capacidad de flexión	Arriba 180° Abajo 180° Derecha 160° Izquierda 160°	Arriba 180° Abajo 180° Derecha 160° Izquierda 160°	Arriba 180° Abajo 180° Derecha 160° Izquierda 160°
Diámetro de punta distal	9,4 mm	7,5 mm	9,4 mm
Diámetro de la sección flexible	9,3 mm	7,7 mm	9,3 mm
Diámetro del canal de trabajo	3,2 mm	2,2 mm	3,2 mm
Longitud de trabajo	2.000 mm	2.000 mm	1.550 mm
Longitud total	2.300 mm	2.300 mm	1.850 mm