

Endoscopios ultrasónicos

Endoscopios | Fujifilm

Especificaciones para gastroscopios con ultrasonido

| | Gastroscopios con ultrasonido | |
|---------------------------------|---|--|
| | EG-580UR | EG-580UT |
| Dirección de visualización | 0° Frontal | 40° Frontal |
| Campo de visión | 140° | 140° |
| Rango de observación | 3-100 mm | 3-100 mm |
| Capacidad de flexión | Arriba 190° Abajo 90° Derecha 100° Izquierda 100° | Arriba 150° Abajo 150° Derecha 120° Izquierda 120° |
| Diámetro de punta distal | 11,4 mm | 13,9 mm |
| Diámetro de la sección flexible | 11,5 mm | 12,4 mm |
| Diámetro del canal de trabajo | 2,8 mm | 3,8 mm |
| Longitud de trabajo | 1.250 mm | 1.250 mm |
| Longitud total | 1.550 mm | 1.550 mm |

| | Funciones de ultrasonido | |
|-----------------------|---|---|
| | EG-580UR | EG-580UT |
| Modo de adquisición | Color Doppler, Power Doppler, Pulse Doppler, B Mode, M mode | Color Doppler, Power Doppler, Pulse Doppler, B Mode, M mode |
| Método de adquisición | Escaneo radial electrónico | Escaneo de matriz lineal curva |
| Ángulo de escaneo | 360° (En combinación con SU-1) | 150° (En combinación con SU-1) |
| Frecuencia | 5 MHz / 7,5 MHz / 10 MHz / 12 MHz | 5 MHz / 7,5 MHz / 10 MHz / 12 MHz |