

Gastros copios

Endoscopios | Fujifilm

Estandar-Delgado-Ultradelgado-Transnasal-Multi Zoom-Terapéutico

	Estandar				Delgado	Ultradelgado
	EG - 760R Eluxeo	EG - 600WR	EG-590WR	EG-530WR	EG-530FP	EG-580NW2
Dirección visual	NA	NA	0° Frontal	0° Frontal	0° Frontal	0° Frontal
Campo de visión	140°	140°	140°	140°	140°	140°
Rango de observación	2-100 mm	2-100 mm	6-100 mm	4-100 mm	3-100 mm	3-100 mm
Capacidad de flexión	Arriba 210° Abajo 90° Derecha 100° Izquierda 100°	Arriba 210° Abajo 90° Derecha 100° Izquierda 100°	Arriba 210° Abajo 90° Derecha 100° Izquierda 100°	Arriba 210° Abajo 90° Derecha 100° Izquierda 100°	Arriba 210° Abajo 90° Derecha 100° Izquierda 100°	Arriba 210° Abajo 90° Derecha 100° Izquierda 100°
Diámetro de punta distal	9,2 mm	9,2 mm	9,6 mm	9,4 mm	8,5 mm	5,8 mm
Diámetro de la sección flexible	9,3 mm	9,3 mm	9,3 mm	9,3 mm	8,5 mm	5,9 mm
Diámetro del canal de trabajo	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm
Longitud de trabajo	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm
Longitud total	1.400 mm	1.400 mm	1.400 mm	1.400 mm	1.400 mm	1.400 mm
Waterjet	Si	Si	No	No	No	No

	Multi Zoom			Transnasal		Terapéutico		
	EG - 760Z Eluxeo	EG - 600ZW	EG - 590ZW	EG-530NW	EG-530NP	EG - 580RD Smart Bend	EG-530CT	EG-530D
Dirección visual	NA	NA	0° Frontal	0° Frontal	0° Frontal	0° Frontal	0° Frontal	0° Frontal
Campo de visión	Normal 140° / Cercano 56°	Normal 140° / Cercano 56°	WD 140° / TL 55°	140°	120°	140°	140°	140°
Rango de observación	1,5-100 mm / Normal 3-100 mm / Cercano 1,5 - 2,5 mm	1,5-100 mm / Normal 3-100 mm / Cercano 1,5 - 2,5 mm	WD 6 - 100 mm / TD 2 - 3 mm	4-100 mm	3-100 mm	3-100 mm	3-100 mm	3-100 mm
Capacidad de flexión	Arriba 210° Abajo 90° Derecha 100° Izquierda 100°	Arriba 210° Abajo 90° Derecha 100° Izquierda 100°	Arriba 210° Abajo 90° Derecha 100° Izquierda 100°	Arriba 210° Abajo 90° Derecha 100° Izquierda 100°	Arriba 210° Abajo 90°	Arriba 210° Abajo 120° Derecha 100° Izquierda 100°	Arriba 210° Abajo 90° Derecha 100° Izquierda 100°	Arriba 210° Abajo 90° Derecha 100° Izquierda 100°
Magnificación total	135* veces	135* veces	135* veces	No	No	No	No	No
Diámetro de punta distal	9,9 mm	9,9 mm	10,8 mm	5,9 mm	4,9 mm	9,8 mm	10,8 mm	11,5 mm
Diámetro de la sección flexible	9,8 mm	9,8 mm	9,8 mm	5,9 mm	5,1 mm	9,8 mm	10,8 mm	11,5 mm
Diámetro del canal de trabajo	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,0 mm	2,0 mm	3,2 mm	3,8 mm	3,8 mm / 2,8 mm
Longitud de trabajo	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.090 mm
Longitud total	1.400 mm	1.400 mm	1.400 mm	1.400 mm	1.460 mm	1.400 mm	1.400 mm	1.405 mm
Waterjet	Si	Si	No	No	No	Si	No	Si

*Al utilizar un monitor de 19 pulgadas.