



Modelos de glucómetros

Point of care testing | Glucómetros | Maccura

Especificaciones

	E201	E202	E203	E205
Transmisión de datos	-	-	-	Bluetooth (APP móvil)
Función de alarma	-	-	Si	Si
Tipo de codificación	Manual	Automática	Automática	Automática
Método de prueba	Glucosa oxidasa	Glucosa oxidasa	Glucosa oxidasa	Glucosa oxidasa
Tipo de muestra	Sangre total capilar	Sangre total capilar	Sangre total capilar	Sangre total capilar
Volumen de muestra	0.5 µL	0.5 µL	0.5 µL	0.5 µL
Tiempo de respuesta	5 segundos	5 segundos	5 segundos	5 segundos
Rango de prueba	1.1 - 33.3 mmol/L	1.1 - 33.3 mmol/L	1.1 - 33.3 mmol/L	1.1 - 33.3 mmol/L
HCT	25% - 60%	25% - 60%	25% - 60%	25% - 60%
Temperatura funcional	5°C - 45°C	5°C - 45°C	5°C - 45°C	5°C - 45°C
Altitud	< 3,463 metros	< 3,463 metros	< 3,463 metros	< 3,463 metros
Humedad	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%
Capacidad de memoria	300 resultados	300 resultados	300 resultados	300 resultados