



U390

Urianálisis | Maccura

Especificaciones

Principio de medición	Relación de color inversa y análisis de color
Parámetros de medición	15 Parámetros reportados (URO / BIL / KET / BLD / PRO / NIT / LEU / GLU / pH / SG / VC / MA1 / Cr / Ca / SG)
Rendimiento	600 test/hora de forma continua
Modos de análisis	Modo automático (Continuo) Modo manual (Paso a paso)
Capacidad de almacenamiento de datos	2,000 informes de pruebas