

## Duodenoscopio Serie 580

Endoscopios | Fujifilm

|                               | Videoduodenoscopio  |
|-------------------------------|---|
|                               | ED-580XT / XT   |
| Dirección de visualización    | ED-580T: 105° (retrovisualización de 15°)<br>ED-580XT: 95° (retrovisualización de 5°) |
| Campo de visión               | 100°  |
| Rango de observación          | 4-60 mm   |
| Capacidad de flexión          | Arriba 120° Abajo 90° Derecha 110° Izquierda 90°                                      |
| Diámetro de punta distal      | 13,1 mm   |
| Diámetro del tubo             | 11,3 mm   |
| Diámetro del canal de trabajo | 4,2 mm  |
| Longitud de trabajo           | 1.250 mm  |
| Longitud total                | 1.550 mm  |
| Water jet                     | No  |